

# Centrifuga de baja velocidad



Display de LCD



Bloqueo electrónico



Botón de emergencia



Memoria de programas

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	LC400	LC400Pro
Velocidad	500-4000rpm	500-5000rpm
Max Fuerza \ Centrifuga	1717xg	2683xg
Capacidad del Rotor	15ml*4 Centrifuge tube 2/5/10ml*8 Blood tube	
Incremento	100rpm	
Tiempo	30s ~ 59min50s	
Ruido	≤ 60dB(A)	
Voltaje	AC100-240V	
Potencia	35W	45W
Dimensiones (mm)	265*260*190	